


Тема: Дыхание


Определение интенсивности дыхания по количеству выделенного диоксида углерода. (по Бойсен-Иенсену)

Интенсивность дыхания – количество мг СО₂, выделяемое 100 г растительной массы за 1 час. Интенсивность дыхания зависит от общего состояния растений, его возраста, а также от условий внешней среды. Энергию дыхания можно определить по количеству поглощенного кислорода или выделяемого углекислого газа. Метод определения интенсивности дыхания по выделяемого углекислого газа. Метод определения интенсивности дыхания по выделяемого углекислого газа, основан на учете связанного каким-либо поглотителем (чаще всего раствор барита) углекислого газа, выделяемого в процессе дыхания опытным растением в замкнутом сосуде.

Выделяемый в процессе дыхания диоксид углерода реагирует со щелочью, в результате чего концентрация раствора уменьшается:



Через определенное время оставшуюся в сосуде щелочь титруют соляной кислотой и отмечают количество кислоты, пошедшей на нейтрализацию щелочи:



Сравнивают полученную величину с результатом титрования такого же количества исходного раствора щелочи. Последнее необходимо для определения исходной концентрации щелочи и одновременно для учета того количества СО₂, которое содержалось в сосуде до опыта, а также поглощаемое щелочью во время открывания сосуда. Разность между результатами титрования содержимого контрольного и опытного сосудов прямо пропорциональна количеству выделенного при дыхании СО₂.


Продолжительность экспозиции зависит от размера навески и от интенсивности дыхания исследуемого объекта. При очень короткой экспозиции разность между результатами титрования контрольной и опытной колб будет недостоверной. Наоборот, если в колбе останется слишком мало барита, то может произойти неполное поглощение СО₂. Желательно поэтому подобрать такую экспозицию, чтобы на связывание СО₂ было израсходовано 20-50 % щелочи (если, например, на титрование барита в контрольной колбе пошло 10 мл НCl, то на титрование раствора в опытной колбе должно пойти не более 8 и не менее 5 мл).

Оборудование и материалы:

- 1) Проросшие и непроросшие семена, почки, и др. растительный материал;
- 2) 0,025 Н раствор Ba(OH)₂ в бутыли, соединенной с бюреткой, они закрыты пробками, в которые вставлены трубки с натронной известью;
- 3) 0,025 Н раствор HCl в бюретке с приспособлением для титрования;
- 4) фенолфталеин в капельнице;
- 5) технические весы с разновесами;
- 6) конические колбы на 250-300 мл с резиновыми пробками (3 шт.);
- 7) куски марли 10x10 см (2 шт.);
- 8) стакан с водой.

Ход работы:

Поместить навеску исследуемого материала (5 г) в марлевый мешочек завязать мешочек ниткой, оставив длинные концы нитки и подвесить его в колбу зажав концы ниток пробкой.



Провести пробную сборку установки, проверить свободно ли проходит мешочек с материалом через горло колбы и не опускается ли он слишком низко. В колбу налить 10 мл раствора гидроксида бария и внести 2-3 капли фенолфталеина до розового окрашивания. Быстро опустить в колбу материал, слегка смочить пробку водой (для герметичности) и плотно (вращательным движением) закрыть колбу пробкой. Записать время экспозиции.

Задача работы – сравнение интенсивности дыхания разных объектов. Для этого нужно взять две колбы и поместить в них разные части одного и того же растения, например, листья и стебли, или проросшие и непроросшие семена и т.д.

В контрольную (пустую) колбу также налить 10 мл барита и 2-3 капли фенолфталеина и плотно закрыть пробкой. Колбы с объектами, содержащими хлорофилл, необходимо на все время опыта поместить в темноту для исключения процесса фотосинтеза. Время от времени колбы следует осторожно покачивать, чтобы разрушить пленку карбоната бария, препятствующую полноте поглощения CO_2 , не допуская попадания ни одной капли раствора на мешочек с материалом. Через 1-2 часа вынуть материал, быстро закрыть колбу пробкой и отметить время окончания опыта. Оттитровать оставшуюся щелочь, приливая через отверстие в пробке 0,025 Н раствор HCl до исчезновения розового оттенка. Чтобы избежать изменения концентрации раствора барита из-за поглощения CO_2 воздуха, следует провести титрование, закрыв колбу резиновой пробкой с двумя отверстиями, одно из которых закрыто трубкой с натронной известью, другое – плотно вставленными концом бюретки. Контрольную колбу можно титровать через 20 минут после того, как налит раствор барита (за это время колбу необходимо периодически взбалтывать).

Результаты занести в таблицу:

Объект	Навеска, г	Объем $\text{Ba}(\text{OH})_2$, мл	Время			Расход HCl, мл	Поправка к титру HCl	Интенсивность дыхания, мг/г·ч
			начало	конец	Экспозиция, ч			

Интенсивность дыхания вычисляют по формуле:

$$(a-b) \cdot K \cdot 0.55$$

$$I = \frac{a-b}{p \cdot t}$$

Где а – результат титрования контрольной колбы;

б – результат титрования содержимого опытной колбы;

К – поправка к титру HCl;

р – навеска, г;

т – экспозиция, ч;

0,55 – количество мг CO_2 , эквивалентное 1 мл 0,025Н HCl.

Сделать вывод, сопоставив интенсивность дыхания разных объектов.